

Nelaton Kateter

Gældende for varenumre: 22003– 22004 – 22005 – 22006 – 22007 – 22022 – 22023 – 22024 - 22025 – 22026

Læs denne brugsanvisning grundigt og omhyggeligt, inden du begynder at bruge dette produkt, og følg altid de givne instruktioner.

Anvendelse: Kateteret bør kun bruges af kvalificeret, uddannet personale.

Tilsigtet anvendelse af instrumentet: Kateteret har til formål at dræne urin. Produktet er kun til engangsbrug.

Uegnet brug / kontraindikation af produktet: Enhver anden anvendelse end den, der er beskrevet her, er ikke i overensstemmelse med den tilsigtede anvendelse af instrument. Producenten hæfter ikke for skader deraf. Brugeren alene bærer risikoen.

Betjening af kateteret: Tag den aftrækkelige emballage af kateteret og tilslut adapteren med urinposen. Træk kateteret ud efter urindræningen.

Yderligere oplysninger, vedligeholdelse, opbevaring: Produktet er kun til engangsbrug.

Instruktioner:

Opbevaring og transport: Ubrugte engangs-katetre opbevares væk fra sollys, i et køligt og tørt miljø.

Rengøring: Der er ingen rengøring, da produktet kun er til engangsbrug.

Desinfektion: Der er ingen desinfektion, da produktet kun er til engangsbrug.

Sterilisering: Der er ingen sterilisering, da produktet kun er til engangsbrug.

Vedligeholdelse: Produktet skal ikke vedligeholdes, da det kun er til engangsbrug.

Inspektions- og funktionstest: Brug ikke kateteret, hvis emballagen er ødelagt.

Emballage: Kateteret er pakket individuelt i en steriliseret engangs-emballage.

Opbevaring: Opbevares væk fra sollys, i et køligt og tørt miljø.

Bortskaffelse: Bortskaf efter de lokale bestemmelser.

Importør: STETOSKOP.DK, Industrivej 1, 4200 Slagelse