



Welch Allyn  
Connex® Spot-monitor

# Welch Allyn Connex® Spot-monitor

Præcise vitalværdier kan automatisk overføres til EPJ. Dette øger patientsikkerheden, samt den kliniske intervention.

Den optimale monitor til rutinemæssig måling af vitalværdier, intervalmonitorering og patient scoring (EWS). Integrationen med EPJ giver det sundhedsfaglige personale øjeblikkelig adgang til nødvendige oplysninger, - på rette tid og sted.



## Forbedrer patient outcome og -tilfredshed

- > Antallet af fejl reduceres, når patientdata automatisk overføres til EPJ.
- > Brugerdefinerbare felter muliggør fuld dokumentation, som overføres automatisk og direkte til EPJ
- > Apparatet tåler et bredt udvalg af rengøringsmidler, hvilket mindsker risikoen for krydskontaminering
- > Brancheførende teknologi sikrer nøjagtige målinger og høj kvalitet til et bredt udvalg af patienter

## Stativ med batteri backup til monitor leveres med WhisperDrive™ teknologi

- > Backup power system til sikring af driften - også ved manglende opladning efter brug
- > WhisperDrive-teknologien giver et yderst støjsvagt apparat og forstyrrer derved patienten mindst muligt
- > LED-belysningen øger brugervenligheden i situationer med dårlig belysning, fx. om natten, samtidig forstyrres patienten mindst muligt
- > Lille arbejdsflade med god ergonomi og plads til arbejdsdokumenter
- > Tilbehørsholder medvirker til, at kabler ikke filtrer sammen eller SpO<sub>2</sub> sensoren beskadiges

## Opgradering af Connex® Spot Monitor giver fleksibilitet og fremtidssikrer brugerens monitor løsning

Apparatet er designet med en brugervenlig, konfigurerbar touch skærm og er derfor velegnet til både kirurgiske og medicinske afdelinger. Mulige opgraderinger:

- > Masimo® SpO<sub>2</sub>
- > Nellcor® OxiMax™ SpO<sub>2</sub>
- > Nonin® SpO<sub>2</sub>
- > Braun PRO 6000 termometer
- > Stregkodescanner
- > Kompatibel med en lang række trådløse netværk og sikkerhedsprotokoller
- > Adgang til fjernopgraderinger af både software og USB-tilbehør




## Forbedrer tilfredsheden hos sundhedspersonalet og effektiviserer arbejdsgangen

- > Designet af sundhedspersonale med fokus på at øge effektivitet og brugertilfredshed
- > Intuitiv brugerflade med touchskærm forenkler oplæring og betjening
- > Vejledninger på skærmen guider nye brugere igennem de kliniske arbejdsgange

## Patientsikkerhed

- > Individuel bruger log-on (valgfri), beskytter patientoplysninger
- > Valgfrie funktioner som f.eks. forkortelser medvirker til beskyttelse af patientoplysninger
- > Automatisk sletning af patientdata efter afsendelse til EPJ



## Forbedrer patientsikkerheden

- > Måler hurtigt den enkelte patients vitalværdier, hvorved det sundhedsfaglige personale både kan dokumentere og hurtigt spore ændring i patientens tilstand
- > Muliggør overførsel af op til tre protokoller, som allerede anvendes – som f.eks. EWS
- > På baggrund af den beregnede patient score (EWS) vises en klinisk anbefaling, så brugeren hurtigere kan træffe beslutning om den videre behandling



## Mulige konfigurationer

CONNEX SPOT-MONITOR	7100	7400	7500
<b>Parametre</b>			
SureBP® NIBP	●	●	●
SureTemp® Plus termometer	○	○ ↑	○ ↑
Braun PRO 6000 øretermometer	○	○ ↑	○ ↑
Masimo eller Nellcor OxiMax® SpO <sub>2</sub>		●	●
Nonin SpO <sub>2</sub>	○		○
<b>Kommunikation</b>			
WiFi		↑	●
USB, Ethernet	●	●	●
<b>Tilbehør</b>			
Standard stativ	○	○	○
Stativ med backup batteri til monitoren	○	○	○
GCX vægbeslag	○	○	○
Stregkodescanner	○	○	○

● Medfølger

○ Valgfrit

↑ Kan opgraderes

### TILBEHØR

<b>7000-APM</b>	Stativ til montering og tilslutning af Connex® Spot Monitor samt tilbehør. Stativet har indbygget backup batteri til forlængelse af monitor driften.
<b>7000-MS3</b>	Standard Connex Spot mobil stativ inkl. kurv
<b>7000-GCX</b>	Connex Spot GCX VESA væg beslag
<b>6000-NC</b>	VSM 6000 kabel for tilslutning af "Nurse call". Kabel 7000-916HS
<b>7000-916HS</b>	HS1 2D stregkodescanner
<b>106275</b>	USB-kabel for tilslutning af connectivity kit
<b>6000-50</b>	VSM 6000 USB konfigurations-stick
<b>7000-PS</b>	Strømforsyning (påkrævet, hvis der ikke bestilles et stativ eller et vægbeslag)
<b>BATT22</b>	CSM Litium-ion-batteri
<b>BATT99</b>	Litium-ion-batteri til 7000-APM stander
<b>4500-35</b>	Slange til blodtryksmåling, FlexiPort, 3 m
<b>7000-33</b>	Slange til blodtryksmåling, neonatal, 3 m
<b>LNCS-DCIP</b>	Masimo flergangs fingersensor, pædiatri
<b>D-YS</b>	Nellcor Dura-Y®-sensor
<b>D-YSPD</b>	Nellcor PediCheck® fingersensor, pædiatri (kræver D-YS)
<b>2360-010</b>	Nonin flergangs sensor, pædiatri (2 m)
<b>S4-CSM-5</b>	CSM, udvidet garanti, 5 år

Serviceaftale på ét eller to år kan tilkøbes.

Welch Allyn Ltd.  
IDA Business Park - Johnstown Navan,  
County Meath, Ireland  
Tel: + 353 46 906 7700 Fax: + 353 46 906 7754

[WWW.WELCHALLYN.COM](http://WWW.WELCHALLYN.COM)

**WelchAllyn®**

Advancing Frontline Care™