

Hypodermiske nåle

Gældende for varenumre: 23670, 23671, 23672, 23673, 23674, 23676, 23678, 23680, 23682, 23684

Læs denne brugsanvisning grundigt og omhyggeligt, inden du begynder at bruge dette produkt, og følg altid de givne instruktioner.

Anvendelse: Disse hypodermiske nåle bør kun bruges af autoriseret, uddannet personale.

Tilsigtet anvendelse af instrumentet: Sterile Hypodermiske nåle bruges almindeligvis sammen med en sprøjte til at injicere stoffer i kroppen (fx saltvand) eller til at udtrække væsker fra kroppen (fx blod).

Uegnet brug / kontraindikation af produktet: Enhver anden anvendelse end den, der er beskrevet her, er ikke i overensstemmelse med den tilsigtede anvendelse af instrument. Producenten hæfter ikke for skader deraf. Brugeren alene bærer risikoen.

Betjening af hypodermiske nåle: En hypodermisk nål bruges til hurtig levering af væsker, eller når det injicerede stof ikke kan indtages.

Yderligere oplysninger, vedligeholdelse, opbevaring: De ubrugte hypodermiske nåle skal opbevares på et tørt, rent og sikkert sted.

Garanti: Kig på hver enkelte pakke, for at bekræfte holdbarheden. Kontakt din forhandler, hvis du har brug for yderligere oplysninger.

Instruktioner:

Opbevaring og transport: Ingen specielle krav.

Rengøring: Da dette er et engangs produkt, må det ikke genbruges og derved ikke rengøres.

Desinfektion: Da dette er et engangs produkt, må det ikke genbruges og derved ikke desinficeres.

Sterilisering: Produktet modtages i en steril pakke.

Vedligeholdelse: Produktet skal ikke vedligeholdes, da det er til engangs brug.

Inspektions- og funktionstest: Undersøg visuelt for skader og slid. Før brug skal du sikre dig, at pakken ikke er brudt. Hvis pakken er brudt, kan nålen ikke bruges.

Emballage: Sælges i individuel blister af medicinsk papir.

Opbevaring: Ingen særlige krav

Bortskaffelse: Bortskaf altid efter de lokale bestemmelser.

Importør: STETOSKOP.DK, Industrivej 1, 4200 Slagelse