

PRODUKTDATABLAD

ExamLight IV LED med væg/bordmontering

GS Exam Light IV undersøgelseslampen har et meget fleksibelt lysrør, der er dobbelt så langt som et konventionelt rør, hvilket betyder at lampen gør undersøgelsen diskret for både personale og patient.

Et enkelt og skarpt LED lys giver 3 gange det typiske halogenoutput, så man får præcis og ægte vævsfarvegengivelse samtidig med at man bruger mindre energi. Lampen er velegnet til undersøgelser i områder, som kræver et meget fokuseret lys.

GS Light serien er udviklet til at forbedre patientundersøgelser samtidig med at reducere den miljømæssige påvirkning.

- Den berøringsfrie On/Off-knap hjælper til at reducere risikoen for krydskontaminering
- LED-lys kan klare op til 50.000 timers brug
- Idet LED-lys udleder minimal varme forbedres komforten desuden også for patienten
- Mange monteringsmuligheder
- 5 års garanti på pærerne

Tekniske specifikationer:

Lux: 19000

Lumen / m²: 19000

Arbejdsdistance: 40 cm

Spotdiameter: 10 (til 25) cm

Farvetemperatur: 5500° Kelvin

Indholdsstoffer/materiale: -

PVC/ftalater: -

Latex: Nej

CE klassifikation: Klasse I

Steril vare: Nej

Særlig mærkning: -

Opbevaring: -

Holdbarhed: 50.000 timers brug

Bortskaffelse af vare: Bortskaffes i henhold til lokalt gældende regler

Bortskaffelse af emballage: Forbrænding/Genanvendelse

Bemærkninger: -



PRODUKTDATABLAD

ExamLight IV LED med væg/bordmontering

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Ref. nr.
6162198	Welch Allyn	ExamLight IV LED med væg/bordmontering	48812

Tilbehør

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Ref. nr.
6162202	Welch Allyn	Cover til ExamLight III	52640-B/04250